



Point Reader™ V



定量
分析

台式
小型

操作
简单

测定
迅速

USHIO



本仪器是使用专用的测量试片定量分析样本中成分的仪器。
只需将样本滴入测量试片并将其插入本仪器，便可简单地测定。

特点

定量分析

通过测定测量试片的免疫层析显色反应来定量分析样本。

操作简单

滴加样本后，只需将测量试片插入仪器，即可自动显示结果。

台式小型

仅需1台电脑的空间即可放置。

样本微量

仅需微量样本即可测定。

测定迅速

测定仅用5~10分钟。

仪器规格

数据存储器	保存最新100个样本的测定结果
显示功能	触摸屏式3.5英寸彩色显示屏
显示语言	中文
电源	AC100-240V, 0.33-0.18A
重量与尺寸	约2.8kg (仅主机) 约190(W)×约190(D)×约190(H) 单位:mm
使用温度	15~30°C
使用湿度	30~80%RH (不能结露)
数据打印	允许连接专用的打印机打印测定结果

检测步骤



采血



离心分离



稀释
(样本10 μL)



将测量试片插到
约一半的位置



滴入稀释样本100 μL



将测量试片插至发出
检测音的规定位置

自动计数启动
(5~10分钟将显示结果)

联系方式

USHIO

牛尾贸易(上海)有限公司

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦10楼
电话: 021-6841-1135

爱科来国际贸易(上海)有限公司

上海市浦东新区金科路2889弄3号长泰广场C座202室
电话: 021-5081-2554 传真: 021-5081-2684 URL: <http://www.arkray.cn>

请使用专用「PointStrip」试剂片。其他试剂片无法测定。